

Gant de toilette molletonné

ESSUYAGE CORPOREL



PERFORMANCE

- **MATIERE:** produit très doux offrant une sensation textile
- **PRACTICITE:** cousu par ultrason, ce produit absorbe l'eau facilement et rapidement
- **RESISTANCE:** résiste à l'état humide comme à l'état sec

USAGES

- Préconisé pour la toilette du patient
- Produit à usage unique



DONNEES TECHNIQUES

Matière	Viscose + polyester	Coloris	Blanc
Dimensions	16,5 x 23 cm	Stockage	A conserver dans un local sec et à l'abri de la chaleur
Grammage	80 g/m ² (+/-5)	Poids du produit	4 grammes

DONNEES LOGISTIQUES

Sachets / carton	Unités / sachet	Unités / carton	Carton / palette	Dimensions carton (LxlxH)	Pays d'origine
20	50	1000	38	47x34x20 cm	Chine



Abena-Frantex SA
5 rue Thomas Edison
60180 Nogent-sur-Oise

☎ 03 44 65 68 80

✉ info@abena-frantex.com

@ www.abena-frantex.fr

