

Réf.: 1999911679
1999911680
1999911681
1999911682
1999911683
1999911684
1999911685

ABENA®






Lot n°

ABENA Fix Slip Cotton

INCONTINENCE

ABENA Fix

du XS au 3XL

Code couleur	Référence	Taille	Tour de hanches	Tour de taille
	1999911679	X-Small	60-75 cm	60 - 75 cm
	1999911680	Small	70-85 cm	70 - 85 cm
	1999911681	Medium	75-95 cm	75 - 90 cm
	1999911682	Large	90-110 cm	80 - 100 cm
	1999911683	X-Large	110-140 cm	90 - 110 cm
	1999911684	XX-Large	120-150 cm	100 - 120 cm
	1999911685	XXX-Large	140-170 cm	110 - 140 cm

UTILISATION

SLIP DE MAINTIEN

JUSQU'À 100 LAVAGES

À ASSOCIER À UNE PROTECTION ANATOMIQUE



Confort

Les sous-vêtements de maintien ABENA Fix Slip Cotton sont conçus à partir de matériaux ultra doux et aérés pour évacuer la transpiration et laisser la peau respirer. Leur élasticité permet une adaptation parfaite à toutes les morphologies. Sans coutures sur les côtés, ils évitent ainsi les risques de dommages sur la peau.



Efficacité anti-fuites

Excellente élasticité pour un slip qui épouse parfaitement les formes de votre corps, limitant les risques de fuites.



Discrétion et praticité

Les sous-vêtements de maintien ABENA Fix Slip Cotton sont aussi confortables et discrets qu'un sous-vêtement ordinaire. Leur maintien près du corps garantit une protection en toute discrétion.



Economique

La solution protection anatomique + slip de maintien permet un gain économique réel, d'autant plus que les ABENA Fix Slip Cotton peuvent être lavés jusqu'à 100 fois pour un usage à long terme.

Entretien

- Lavage à 60° (peut être lavé à 90°)
- Eviter l'usage d'agents blanchissants
- Passage au sèche-linge, basse température
- Repassage à basse température (110° max)
- Nettoyage à sec interdit
- L'utilisation d'un sac filet est recommandée

DONNÉES TECHNIQUES

Composition	75% Coton 18% Polyamide 7% Elasthane
-------------	--

MD

CE

Dispositif médical Classe I
MDR (EU) 2017/745



REACH
COMPLIANT



ABENA Fix Slip Cotton

DONNÉES LOGISTIQUES



Référence	1999911679 (XS)	1999911680 (S)	1999911681 (M)	1999911682 (L)	1999911683 (XL)	1999911684 (2XL)	1999911685 (3XL)
Poids produit nu	37,0 g	51,0 g	60,0 g	73,0 g	82,0 g	96,0	105,0
Unité / sachet	3	3	3	3	3	3	3
Sachets / Carton	10	10	10	10	10	10	10
Unités / Carton	30	30	30	30	30	30	30
Cartons / Palette	121	121	121	72	72	60	60
Hauteur palette	1,74 m	1,74 m	1,74 m	1,75 m	1,75	1,59 m	1,59 m
EAN sachet	5703538474200	5703538474224	5703538474248	5703538474262	5703538474286	5703538474309	5703538474323
EAN carton	5703538474217	5703538474231	5703538474255	5703538474279	5703538474293	5703538474316	5703538474330
Dimensions carton (L x l x H, cm)	37 x 21 x 14	37 x 21 x 14	37 x 21 x 14	34 x 21 x 27	34 x 21 x 27	39 x 20 x 29	39 x 20 x 29
Poids brut carton	1 340 g	1 760 g	2 030 g	2 470 g	2 740 g	3 235 g	3 505 g
Poids net carton	1 110 g	1 530 g	1 800 g	2 190 g	2 460 g	2 880 g	3 150 g
Poids brut sachet	126 g	168 g	195 g	234 g	261 g	303 g	330 g
Origine	Slovaquie						

ENTRETIEN

Utilisation de sacs filet recommandée



23060 23061 23062 23063 23064 23065 23066

